



PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. ACUVUE® CONTACT LENSES ARE MEDICAL DEVICES AND SHOULD ALWAYS BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL. ALWAYS FOLLOW YOUR EYE CARE PROFESSIONAL'S DIRECTIONS AND THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS LEAFLET.

Brand Name	Material	Packaging Solution	Wearing Schedule
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	etafilcon A	①	1 Day
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses	etafilcon A	③	1 Day
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™ ④	senofilcon A	②	1 Day
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses ④	narafilcon A	②	1 Day
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®	etafilcon A	⑤	1 Day
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM	etafilcon A	⑤	1 Day
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ ④	senofilcon A	②	1 Day
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL Contact Lenses	etafilcon A	⑤	1 Day
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Contact Lenses ④ ⑤	senofilcon A	②	1 Day
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses ④ ⑤	senofilcon A	②	1 Day

Key: Packaging Solution: ① Borate buffered saline ② Borate buffered saline with methyl ether cellulose ③ Borate buffered saline with povidone. **Material content:** ④ Lens material contains silicone and meets Class 1 UV absorbing standards with transmissibility of less than 1% UVB (280-315nm) and less than 10% UVA (315-380nm) radiation. All other ACUVUE® products meet Class 2 UV absorbing standards with transmissibility of less than 5% UVB and 50% UVA radiation. ⑤ Lens material contains a light absorbing chromophore that reduces transmittance in the range from 380 nm to 450 nm. TEARSTABLE™ Technology & OPTIBLUE™ Light Filter.

Borates (boric acid & sodium borate) are defined as CMR 1B substances in a concentration above 0.1% weight by weight and are safe when the product is used according to label instructions.

Not all of the listed products might be available at your country. Please check which product is available in your country. www.acuvue.com

1. PRODUCT DESCRIPTION and INTENDED USE

This leaflet refers to Daily Disposable ACUVUE® contact lenses that are intended to be worn for less than 24 hours while awake. Your Eye Care Professional should prescribe the lenses and determine your wearing schedule. Your lenses do not require cleaning or disinfection and should be discarded upon removal.

- Daily Disposable ACUVUE® Spherical Brand Contact Lenses are intended for Daily Wear for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes that may have 1.00D or less of astigmatism.
- 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON® are also intended to alter/enhance the appearance of the eye.
- Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM are intended for Daily Wear and for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes that may have astigmatism.
- Daily Disposable ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA are intended for Daily Wear for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in presbyopic persons with healthy eyes who have 0.75D or less of astigmatism.

DO NOT WEAR YOUR LENSES WHILE SLEEPING.

All Daily Disposable ACUVUE® contact lenses contain a UV blocker to help provide protection against transmission of harmful UV radiation to the cornea and into the eye.

WARNING: UV ABSORBING CONTACT LENSES are not substitutes for protective UV absorbing eyewear such as UV absorbing goggles or sunglasses because they do not completely cover the eye and surrounding area. You should continue to use UV absorbing eyewear as directed.

NOTE: Long-term exposure to UV radiation is one of the risk factors associated with cataracts.

Exposure is based on a number of factors such as environmental conditions (altitude, geography, cloud cover) and personal factors (extent and nature of outdoor activities). UV blocking contact lenses help provide protection against harmful UV radiation. However, clinical studies have not been done to demonstrate that wearing UV blocking contact lenses reduces the risk of developing cataracts or other eye disorders. Consult your Eye Care Professional for more information.

2. CONTRAINDICATIONS (When Not to Use)

When wearing contact lenses for REFRACTIVE AMETROPIA USE, **DO NOT USE** these lenses when any of the following conditions exist:

- Inflammation or infection in or around the eye or eyelids
- Any eye disease, injury, or abnormality that affects the cornea, conjunctiva, or eyelids
- Any previously diagnosed condition that makes contact lens wear uncomfortable
- Severe dry eye
- Reduced corneal sensitivity (corneal hypoesthesia)
- Any systemic disease that may affect the eye or may be made worse by wearing contact lenses
- Allergic reactions on the surface of the eye or surrounding tissues that may be induced or made worse by wearing contact lenses or use of contact lens solutions
- Any active eye infection (bacterial, fungal, protozoal or viral)
- If eyes become red or irritated
- Irritation of the eye caused by allergic reactions to ingredients in contact lens solutions (i.e. rewetting drops). These solutions may contain chemicals or preservatives (such as mercury, Thimerosal, etc.) to which some people may develop an allergic response

3. WARNINGS - What You Should Know About Contact Lens Wear:

EYE PROBLEMS, INCLUDING CORNEAL ULCERS (ulcerative keratitis), CAN DEVELOP RAPIDLY AND LEAD TO LOSS OF VISION. IF YOU EXPERIENCE ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS:

- Eye Discomfort
- Excessive Tearing
- Loss of Vision
- Eye Redness
- Vision Changes

YOU SHOULD IMMEDIATELY REMOVE THE LENSES, AND PROMPTLY CONTACT YOUR EYE CARE PROFESSIONAL.

- These lenses are prescribed for daily wear and are for single use. Studies have shown that daily disposable soft contact lens wear reduces the risk of some complications including discomfort and inflammation that are associated with lens care and handling and reuse can put you at greater risk of these problems.
- Lenses prescribed for daily disposable wear, should not be worn while sleeping. Clinical studies have shown the risk of serious eye problems (i.e.: ulcerative keratitis) is increased when lenses are worn overnight.¹
- Studies have shown that contact lens wearers who smoke have a higher rate of eye problems (ulcerative keratitis) than nonsmokers.
- Problems with contact lenses or lens care products could result in serious injury to the eye.
- Proper use and care of your contact lenses and lens care products are essential for the safe use of these products.
- The overall risk of serious eye problems (i.e.: ulcerative keratitis) may be reduced by carefully following directions for lens wear and disposal.
- Do not** expose contact lenses to **water** while wearing them. Water can harbour microorganisms that can lead to severe infection, vision loss, or blindness. If your lenses have been submerged in water when participating in water sports or swimming in pools, hot tubs, lakes, or oceans, you should discard them and replace them with a new pair. Ask your Eye Care Professional for recommendations about wearing your lenses during any activity involving water.

¹ New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783

4. PRECAUTIONS

- DO NOT** use if the sterile blister package is opened or damaged or after the expiry date.
- When you first get your lenses, be sure that you are able to put the lenses on and remove them (or have someone else available who can remove the lenses for you) before leaving your EYE CARE PROFESSIONAL'S office.
- NEVER** use tweezers or other tools to remove your lenses from the lens container.
- Remember, always start with the same eye.
- Always be sure the lens is in your eye and you see clearly before commencing your removal technique.

General Precautions:

- Due to the small number of patients enrolled in clinical investigation of lenses, all refractive powers, design configurations, or lens parameters available in the lens material are not evaluated in significant numbers. Consequently, when selecting an appropriate lens design and parameters, the Eye Care Professional should consider all characteristics of the lens that can affect lens performance and ocular health, including oxygen permeability, wettability, central and peripheral thickness, and optic zone diameter.
- The potential impact of these factors on the patient's ocular health should be carefully weighed against the patient's need for refractive correction; therefore, the continuing ocular health of the patient and lens performance on the eye should be carefully monitored by the prescribing Eye Care Professional.
- If you wear your contact lenses to correct presbyopia using monovision or multifocal correction, you **may not** be able to get the best corrected visual acuity for either far or near vision. Visual needs are different for different people, so your Eye Care Professional should work with you when selecting the most appropriate type of lens for you.
- Eye Care Professionals should instruct the patient to remove lenses immediately if the eyes become red or irritated.
- Always** contact your Eye Care Professional before using any medicine in your eyes.
- Be aware** that certain medications, such as antihistamines, decongestants, diuretics, muscle relaxants, tranquilizers, and those for motion sickness may cause dryness of the eye, increased lens awareness (feeling of the lens in the eye), or blurred vision. Always inform your Eye Care Professional if you experience any problems with your lenses while taking such medications.
- Be aware** that if you use oral contraceptives (birth control pills), you could develop changes in vision or comfort when wearing contact lenses.
- Do not** change your lens type (e.g. brand name, etc.) or parameters (e.g. diameter, base curve, lens power, etc.) without consulting your Eye Care Professional.
- Always** have a functional pair of glasses with a current prescription available to use if you become unable to wear contact lenses, or in circumstances where contact lens wear is not advised.
- As with any contact lens, follow-up visits are necessary to assure the continuing health of your eyes. Ask your Eye Care Professional about the recommended follow-up schedule.

5. ADVERSE REACTIONS (Side Effects) - Possible Problems and What To Do

Be aware that reactions can occur while wearing contact lenses and may be associated with the following symptoms:

- Burning, stinging, itchy, and/or dry eyes
- Reduced lens comfort or feeling of something in your eye
- Swelling or inflammation in or around the eyes
- Eye redness
- Eyelid problems
- Watery eyes and/or unusual eye secretions
- Poor or blurred vision
- Rainbows or halos around objects
- Sensitivity to light (photophobia)
- There may be the potential for some temporary impairment due to peripheral infiltrates, peripheral corneal ulcers, and corneal erosion. There may be the potential for other physiological observations, such as local or generalized edema, corneal neovascularization, corneal staining, injection, tarsal abnormalities, iritis and conjunctivitis, some of which are clinically acceptable in low amounts.

When any of the above symptoms occur, a serious eye condition may be present. YOU SHOULD IMMEDIATELY REMOVE THE LENSES, and promptly be seen by your Eye Care Professional, so that the problem can be identified and treated, if necessary, in order to avoid serious eye damage.

Recognizing Problems and What To Do

You should conduct a simple 3-part self-examination at least once a day. Ask yourself:

- How do the lenses feel on my eyes?
- How do my eyes look?
- Have I noticed a change in my vision?

If you notice any problems, you should IMMEDIATELY REMOVE YOUR LENS. If the problem or discomfort stops, discard the lens and place a new fresh lens on the eye. If after applying the new lens, the problem continues, IMMEDIATELY REMOVE THE LENS AND CONTACT YOUR EYE CARE PROFESSIONAL.

DIRECTIONS FOR USE

When you first get your lenses, be sure that you are able to put the lenses on and remove them (or have someone else available who can remove the lenses for you) before leaving your Eye Care Professional's office.

DO NOT use if the sterile blister package is opened or damaged or after the expiry date.

Step 1: Getting Started

It is essential that you learn and use good hygiene in the care and handling of your new lenses. Cleanliness is the first and most important aspect of proper contact lens care. In particular, your hands should be clean, dry, and free of any soaps, lotions, or creams before you handle your lenses. Before you start:

- Always** wash your hands thoroughly with warm water, a mild soap, rinse carefully and dry with a clean lint-free towel before touching your lenses to reduce the chance of getting an infection.

- You should avoid the use of any soaps containing cold cream, lotion, or cosmetics before handling your lenses. These substances may come into contact with the lenses and interfere with successful wearing. It is best to put on your lenses before putting on makeup.

Step 2: Opening the Packaging

Always confirm the lens parameters (e.g. diameter (DIA), base curve (BC), lens power (D), etc.) printed on the multi-pack and on the individual lens package match your prescription. DO NOT use if there is a mismatch.

Multi-pack

Each multi-pack contains individually packaged lenses. Each lens comes in its own foil-sealed plastic package designed specifically to keep it sterile while sealed.

Lens Package

To open an individual lens package, follow these simple steps:

- Shake the lens package and check to see that the lens is floating in the solution.
- Carefully peel back the foil closure to reveal the lens.
- Place a finger on the lens and slide the lens up the side of the bowl of the lens package until it is free of the container. Occasionally, a lens may stick to the inside surface of the foil when opened, or to the plastic package itself. This will not affect the sterility of the lens. It is still perfectly safe to use. Carefully remove and inspect the lens following the handling instructions.

Lens Handling Tips

- Handle your lenses with your fingertips, and be careful to avoid contact with fingernails. It is helpful to keep your fingernails short and smooth.
- After you have removed the lens from the packaging, examine it to be sure that it is a single, moist, clean lens that is free of any nicks or tears. If the lens appears damaged, DO NOT use it.

Step 3: Placing the Lens on the Eye

Once you have opened the lens package and examined the lens, follow these steps to apply the lens into your eye:

- BE SURE THE LENS IS NOT INSIDE-OUT by following one of the following procedures:
 - Place the lens on the tip of your index finger and check its profile. The lens should assume a natural, curved, bowl-like shape. If the lens edges tend to point outward, the lens is inside out.
 - Gently squeeze the lens between the thumb and forefinger. The edges should turn inward. If the lens is inside out, the edges will turn slightly outward.
 - Place the lens on the tip of your index finger and, looking up at the lens, locate the numbers 1-2-3. 1-2-3 indicates correct orientation, while a reverse of 1-2-3 indicates the lens is inside out. If the lens is inside out (reverse 1-2-3), invert the lens and locate the numbers again to confirm correct lens orientation. Note that the 1-2-3 marking is not present on all ACUVUE® lenses.
- With the lens on your index finger, use your other hand to hold your upper eyelid so you won't blink.
- Pull down your lower eyelid with the other fingers of your "applying" hand.
- Look up at the ceiling and gently place the lens on the white of the lower part of your eye.
- Slowly release your eyelid and close your eye for a moment.
- Blink several times to centre the lens.
- Use the same technique when applying the lens for your other eye.

There are other methods of lens placement. If the above method is difficult for you, ask your Eye Care Professional for an alternate method.

Step 4: Centring the Lens

A lens, which is on the cornea (clear dome at the front of the eye), will very rarely move onto the white part of the eye during wear. This, however, can occur if application and removal procedures are not performed properly. To centre a lens, follow either of these procedures:

- Close your eyelids and gently massage the lens into place through the closed lids.
- OR**
- Gently move the off-centred lens onto the cornea (centre of your eye) while the eye is opened using a clean finger pressure on the edge of the upper lid or lower lid.

Cosmetic Lenses and Visual Symptoms

Cosmetically tinted contact lenses may let less light through than non-cosmetic lenses. Therefore, you may experience some visual symptoms while wearing them (i.e. seeing the lens pattern in your peripheral vision).

Hazardous Conditions

- If you use aerosol (spray) products, such as hair spray, while wearing lenses, keep your eyes closed until the spray has settled.
- Avoid all harmful or irritating vapours and fumes while wearing lenses.
- Never rinse your lenses in water from the tap. Tap water contains many impurities that can contaminate or damage your lenses and may lead to eye infection or injury.

Water Activity

- Do not expose your contact lenses to water while you are wearing them.

Lubricating/Rewetting Solutions

- Your Eye Care Professional may recommend a lubricating/rewetting solution for your use. These solutions can be used to wet (lubricate) your lenses while you are wearing them.
- Do not use saliva or anything other than the recommended solutions for lubricating or rewetting your lenses. Do not put lenses in your mouth.

Sharing Lenses

- Never allow anyone else to wear your lenses. Sharing lenses greatly increases the chance of eye infections.

Adhering to the Prescribed Wearing & Replacement Schedules

- Never wear your lenses beyond the amount of time recommended by your Eye Care Professional.
- Always dispose of your lenses as recommended by your Eye Care Professional.
- Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

REMOVING YOUR LENSES

CAUTION: Always be sure the lens is on the cornea (clear dome at the front of the eye) before attempting to remove it. Determine this by covering the other eye. If vision is blurred, the lens is either on the white part of the eye or it is not on the eye at all. To locate the lens, inspect the upper area of the eye by looking down into a mirror while pulling the upper lid up. Then inspect the lower area by pulling the lower lid down.

Wash, rinse, and dry your hands thoroughly. You should follow the method that is recommended by your Eye Care Professional. Below is an example of one method:

Pinch Method:

Step 1. Look up, slide the lens to the lower part of the eye using the forefinger.

Step 2. Gently pinch the lens between the thumb and forefinger.

Step 3. Remove the lens.

NOTE: For your eye health, it is important that the lens can move on your eye. If the lens sticks (stops moving) on your eye, apply a few drops of the recommended rewetting solution. Wait until the lens begins to move freely on the eye before removing it. If non-movement of the lens continues, you should immediately consult your Eye Care Professional.

EMERGENCIES: If chemicals of any kind (household products, gardening solutions, laboratory chemicals, etc.) are splashed into your eyes: FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH TAP WATER AND IMMEDIATELY CONTACT YOUR EYE CARE PROFESSIONAL OR VISIT A HOSPITAL EMERGENCY ROOM RIGHT AWAY.

6. REPORTING OF ADVERSE REACTIONS (Side Effects)

Any incident experienced whilst wearing ACUVUE® Brand Contact Lenses should be reported to the manufacturer and/or its authorized representative and/or to your national authority.

Manufactured by:

 **USA:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Please refer to carton for country of origin. Full address listed above.

 AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

©Johnson & Johnson Vision Care Companies . Revision Date: 01/2024
The following symbols may appear on the labels or packaging.

Symbol	Definition
	Caution, Consult Instructions for Use
	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Use-by Date (expiration date)
	Batch Code
	Sterilized Using Steam Heat
	Do Not Re-Use (Single Use)
	Do Not Use if Package is Damaged
	Fee Paid for Waste Management
	Medical Device in the European Community
	Indicates a Single Sterile Barrier System
	CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner
	UV Blocking
	Authorized Representative in the European Community
	CE-mark and Identification Number of Notified Body
DIA	Diameter
BC	Base Curve
D	Dioptre (lens power)
CYL	Cylinder Power
AXIS	Axis
MAX ADD	Highest Near Addition That Can Be Corrected
LOW / L	"Low" near ADD
MID / M	"Medium" near ADD
HGH / H	"High" near ADD
V	VIVID STYLE
RB	Radiant Bright™
RC	Radiant Charm™
FB	Fresh Blue
FZ	Fresh Grayzel
FG	Fresh Green
FH	Fresh Hazel
FY	Fresh Honey
FR	Fresh Rose
N	NATURAL SHINE™
FL	Fresh Latte
FC	Fresh Lilac
MS	Mystic Style
RT	Radiant Timeless™
	Lens Orientation Correct
	Lens Orientation incorrect (Lens Inside Out)
	"Identification mark" for paper containers and wrapping
	"Identification mark" for composite materials
	Opening Package (Carton)
	Contains Hazardous Substances
	Importer in European Community



يرجى قراءة النشرة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. إن العدسات اللاصقة ACUVUE® هي أجهزة طبية وينبغي دائماً ارتداؤها وبواسطة أخصائي رعاية عيون. اتبع دائماً إرشادات أخصائي رعاية العيون الخاص بك والتعليمات الواردة في هذه النشرة. إن يتم وضعها بواسطة أخصائي رعاية عيون.

اسم العلامة التجارية	المادة	محلول التعتية	جدول استخدام العدسات
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	إيتايفليكون أ	1	يوم واحد
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses with LACREON®	إيتايفليكون أ	3	يوم واحد
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™	سيوفليكون أ	2	يوم واحد
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses	نارا فيلكون أ	2	يوم واحد
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®	إيتايفليكون أ	3	يوم واحد
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM	إيتايفليكون أ	3	يوم واحد
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™	سيوفليكون أ	2	يوم واحد
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Multifocal Contact Lenses	إيتايفليكون أ	3	يوم واحد
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Contact Lenses	سيوفليكون أ	2	يوم واحد
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Multifocal Contact Lenses	سيوفليكون أ	2	يوم واحد

مفتاح الرموز: محلول التعتية: 1 محلول بورات ملحي متعادل 2 محلول بورات ملحي متعادل مع ميثيل إيثر سليولوز 3 محلول بورات ملحي متعادل مضاف إليه بوفيدون. محتويات المادة: 4 تحتوي مادة العدسة على السليكون وتتوافق مع معايير امتصاص الأشعة فوق البنفسجية من الفئة 1 مع قابلية نفاذ أقل من 1% للأشعة فوق البنفسجية B (280-315 نانومتر) وأقل من 10% للأشعة فوق البنفسجية A (380-315 نانومتر) وجميع منتجات ACUVUE® الأخرى تتوافق مع معايير امتصاص الأشعة فوق البنفسجية من الفئة 2 مع قابلية نفاذ أقل من 5% للأشعة فوق البنفسجية B و 65% للأشعة فوق البنفسجية A. 5 تحتوي مادة العدسة على حامل لوني متصّل للضوء يقلل من النفاذية في النطاق من 380 نانومتر إلى 450 نانومتر. تكنولوجيا TEARSTABLE™ ومرشح الضوء OPTIBLUE™.

تُعرّف البورات (حمض البوريك و بورات الصوديوم) على أنها مواد مسرطنة و مسببة للطفرة الجينية وبسامة للتكاثر (CMR) من الفئة 1B عند تركيز يزيد عن 0.1% الوزن/الوزن الإجمالي، وهي آمنة عند استخدام المنتج وفقاً للتعليمات المذكورة على الملصق.

1. وصف المنتج ودواعي الاستخدام

هذه النشرة بالعدسات اللاصقة ACUVUE® المخصصة للاستخدام اليومي لمرة واحدة لمدة تقل عن 24 ساعة أثناء اليقظة. ينبغي أن يصفك أخصائي رعاية العيون العدسات وأن يحدد لك جدول استخدامها. لا تتطلب عدساتك تنظيفاً أو تطهيراً وينبغي التخلص منها فور نزعها.

- العدسات اللاصقة ACUVUE® Spherical Brand Contact Lenses المخصصة للاستخدام اليومي لمرة واحدة مصممة للاستخدام اليومي بغرض التصحيح البصري لقصر النظر وطول النظر في الأشخاص أصحاب العيون السليمة الذين قد يعانون من الاستجماتيزم بدرجة 1.00 D أو أقل.
- العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses with LACREON® 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses تهدف أيضاً إلى تغيير تحسين مظهر العين.
- العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM المخصصة للاستخدام اليومي لمرة واحدة مصممة من أجل الاستخدام اليومي بغرض التصحيح البصري لقصر النظر وطول النظر في الأشخاص أصحاب العيون السليمة الذين قد يعانون من الاستجماتيزم.
- العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA المخصصة للاستخدام اليومي لمرة واحدة مصممة من أجل الاستخدام اليومي بغرض التصحيح البصري لقصر النظر وطول النظر الشبيخي في الأشخاص أصحاب العيون السليمة الذين قد يعانون من الاستجماتيزم بدرجة 0.75 D أو أقل.

لا ترتد العدسات أثناء النوم.

تحتوي جميع عدسات ACUVUE® المخصصة للاستخدام اليومي لمرة واحدة على حاجب للأشعة فوق البنفسجية للسعادة على توفير الرقابة من نفاذ الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى القرنية وإلى داخل العين.

تحذير: لا تحل العدسات اللاصقة الماصة للأشعة فوق البنفسجية محل النظارات الواقية الماصة للأشعة فوق البنفسجية مثل نظارات الحماية أو النظارات الشمسية الماصة للأشعة فوق البنفسجية لأنها لا تغطي العين والمنطقة المحيطة بها بالكامل. وينبغي لك الاستمرار في استخدام النظارات الماصة للأشعة فوق البنفسجية وفقاً للتوجيهات.

ملحوظة: يعد التعرض طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية أحد عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالعمى الأبيض. ويعتمد التعرض على عدد من العوامل منها الظروف البيئية (الإرتفاع فوق سطح البحر، الظروف الجغرافية، الغطاء السحابي) والعوامل الشخصية (حجم وطبيعة الأنشطة في الأماكن المفتوحة). تساعد العدسات اللاصقة الحاجبة للأشعة فوق البنفسجية على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. ولكن لم يتم إجراء دراسات سريرية لإثبات أن ارتداء العدسات اللاصقة الحاجبة للأشعة فوق البنفسجية يقلل من خطر الإصابة بالعمى الأبيض أو اضطرابات العين الأخرى. لمزيد من المعلومات، استشر أخصائي رعاية العيون الخاص بك.

2. موانع الاستعمال (ممن يجب أن تستخدم العدسات)

عدم وضع العدسات اللاصقة بغرض الاستخدام في حالة خلل الانكسار الانكساري، فلا تستخدم هذه العدسات إذا أصبت بأي من الحالات التالية:

- التهاب أو عدوى في العينين أو الجفن أو حول أي منهما
- أي مرض أو إصابة أو خلل في العين يؤثر على القرنية أو المنحنية أو الجفن
- أي حالة تم تشخيصها مسبقاً تجعل من وضع العدسات اللاصقة أمراً غير مرغوب
- جفاف العين الشديد
- نقص الحس في القرنية (نقص حساسية القرنية)
- أي مرض عضوي قد يؤثر على العين أو قد يتداخل عند وضع العدسات اللاصقة
- تفاعلات الحساسية على سطح العين أو الأنسجة المحيطة التي قد تحدث أو تتفاقم بسبب وضع العدسات اللاصقة أو استخدام محاليل العدسات اللاصقة
- أي عدوى نشطة بالعين (بكتيرية أو فطرية أو متفطرة بواسطة الكائنات الأولية أو فيروسية)
- احمرار العين أو تهيجها
- تهيج العين الناتج عن تفاعلات الحساسية تجاه مكونات محاليل العدسات اللاصقة (أي قطرات الترطيب). يمكن أن تحتوي هذه المحاليل على مواد كيميائية أو حافظات (مثل الزئبق، الثيمبرول، إلخ.) قد يصاب بعض الأشخاص بتفاعلات حساسية تجاهها

3. تحذيرات - ما ينبغي لك معرفته عن وضع العدسات اللاصقة:

قد تتطور مشكلات العين، بما في ذلك قرح القرنية (التهاب القرنية القرصي)، بسرعة وتؤدي إلى فقدان البصر. إذا عانيت من أي من الأعراض التالية:

- نزاع في العين
- فقدان البصر
- زيادة في إفراز الدموع
- احمرار العين
- تغيرات في الرؤية

ينبغي لك نزع العدسات فوراً والاتصال بأخصائي رعاية العيون الخاص بك دون تأخير.

- تُوصف هذه العدسات للاستخدام اليومي وهي مخصصة للاستعمال لمرة واحدة. أظهرت الدراسات أن ارتداء العدسات اللاصقة اللينة المخصصة للاستعمال اليومي لمرة واحدة يقلل من خطر حدوث بعض المضاعفات المرتبطة بالعناية بالعدسة والتعامل معها، بما في ذلك الازعاج والالتهاب، وإعادة استخدامها قد تزيد من خطر تعرضك لهذه المشكلات.
- ينبغي ألا يتم ارتداء العدسات الموصوفة للاستعمال اليومي لمرة واحدة أثناء النوم. وقد أظهرت الدراسات السريرية زيادة مخاطر الإصابة بمشكلات خطيرة بالعين (أي: التهاب القرنية القرصي) عند ارتداء العدسات طوال الليل.
- أظهرت الدراسات أن مرتدي العدسات اللاصقة من المدخنين يعانون من مشكلات بالعين (التهاب القرنية القرصي) بمعدل أعلى من غير المدخنين.
- يمكن أن تؤدي المشكلات المتعلقة بالعدسات اللاصقة أو منتجات العناية بها إلى إصابة خطيرة بالعين.
- إن الاستخدام السليم لعدساتك اللاصقة ومنتجات العناية بالعدسات والاهتمام بهما أمر ضروري للاستخدام الآمن لهذه المنتجات.
- يمكن خفض معدل الإصابة بمشكلات العين الخطيرة بوجه عام (أي: التهاب القرنية القرصي) وذلك بتابع تعليمات ارتداء العدسات والتخلص منها بدقة.
- لا تعرض عدساتك اللاصقة للماء أثناء ارتدائك لها. يمكن أن تحتوي المياه على كائنات دقيقة قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى شديدة أو فقدان البصر أو العمى. إذا عُمرت عدساتك في الماء عند مشاركتك في الأنشطة الرياضية المائية أو السباحة في حمامات السباحة أو أحواض المياه الساخنة أو البحيرات أو المحيطات، ينبغي لك التخلص منها واستبدالها بزوج جديد. اطلب من أخصائي رعاية العيون الخاص بك تقديم توصيات بشأن ارتداء العدسات أثناء ممارسة أي نشاط يتضمن التعرض للماء.

'New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783

4. الاحتياطات

- لا تستخدم العدسات إذا كانت حاوية البليستر المغممة مفتوحة أو تالفة أو منتهية الصلاحية.
- عند حصولك على العدسات للمرة الأولى، تأكد من قدرتك على وضع العدسات ونزعها (أو من وجود شخص آخر يمكنه نزع العدسات لك) قبل مغادرة عيادة أخصائي رعاية العيون الخاص بك.
- لا تستخدم أبداً المايلق أو غيرها من الأدوات لإخراج عدساتك من حاويتها.
- تذكر أن تبدأ دائماً بنصف العين عند وضع العدسات.
- تأكد دائماً من وجود العدسة في عينك ومن أنك ترى بوضوح قبل أن تبدأ في خلع العدسة.

احتياطات عامة:

- نظراً لقلّة عدد المرضى المتحققين بالبحث السريري الخاص بالعدسات، فإن جميع أنواع العدسات أو أشكال التصميم أو قياسات العدسة المتوفرة في مادة العدسة لم يتم تقييمها بأعداد كبيرة. وبالتالي، عند اختيار تصميم مناسب لقياسات مناسبة للعدسة، ينبغي لأخصائي رعاية العيون مراعاة جميع خصائص العدسة التي يمكن أن تؤثر على أداء العدسة وصحة العين، بما في ذلك نفاذية الأكسجين وقابلية الترطيب والسّمك المركزي والمحيطي وقطر النطاق البصري.
- ينبغي الموازنة بحرص بين التأثير المحتمل لهذه العوامل على صحة عين المريض وبين حاجة المريض إلى تصحيح الخلل الانكساري؛ ولذلك ينبغي أن تتم المراقبة المستمرة لصحة عين المريض وأداء العدسة على العين بعناية من قبل أخصائي رعاية العيون الذي وصفها.
- إذا كنت ترتدي عدساتك اللاصقة لتصحيح طول النظر الشبيخي باستخدام تصحيح أحادي أو متعدد البؤر، فقد لا تتمكن من الحصول على أفضل تصحيح لحدة الإبصار لكل من الرؤية البعيدة أو القريبة. تختلف الاحتياجات البصرية باختلاف الأشخاص، لذا ينبغي أن يتعاون معك أخصائي رعاية العيون عند اختيار أنسب نوع من العدسات بالنسبة لك.
- ينبغي لأخصائي رعاية العيون إرشاد المريض إلى نزع العدسات على الفور في حال احمرار العينين أو التهابهما.
- احرص دائماً على التواصل مع أخصائي رعاية العيون الخاص بك قبل استخدام أي دواء لعينيك.
- يجب العلم أن هناك أدوية معينة، مثل الأدوية المضادة للهيستامين والمزيلة للاحتقان والمدررة للبول والمرخية للعضلات والمهدئة للأعصاب وكذلك المستخدمة في علاج دوار الحركة قد تسبب جفاف العين أو تزيد من إحساسك بوجود العدسات اللاصقة (الشعور بالعدسات في العين) أو تسبب رؤية ضبابية. أخبر أخصائي رعاية العيون الخاص بك دائماً إذا واجهت أي مشكلات مع عدساتك أثناء تناول مثل هذه الأدوية.
- يجب العلم أن في حالة استخدامك لوسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم (حبوب منع الحمل)، قد تصابين بتغيرات في الرؤية أو مستوى الراحة عند ارتداء العدسات اللاصقة.
- لا تغير نوع عدساتك (على سبيل المثال الاسم التجاري، إلخ) أو قياساتها (على سبيل المثال القطر، منحني القاعدة، قوة العدسة، إلخ) دون استشارة أخصائي رعاية العيون الخاص بك.
- احرص دائماً على الاحتفاظ بنظارة صالحة بوضعية جيدة لتكون متاحة للاستخدام في حال أصبحت غير قادر على ارتداء العدسات اللاصقة، أو في الحالات التي لا يُصح فيها بارتداء عدسات لاصقة.
- كما هو الحال مع أي عدسات لاصقة، تُعد زيارات المتابعة ضرورية لضمان تمتع عينيك بصحة جيدة بصورة مستمرة. اسأل أخصائي رعاية العيون الخاص بك عن جدول المتابعة الموصى به.

من ينبغي أن يعرف أنك ترتدي عدسات لاصقة:

- أخبر جميع أطباءك (أخصائيي الرعاية الصحية) وصاحب عملك عن كونك تستخدم عدسات لاصقة.

5. التفاعلات الضارة (الأثار الجانبية) - المشكلات المحتملة وما ينبغي القيام به

يجب العلم أنه يمكن حدوث مشكلات أثناء ارتداء العدسات اللاصقة وقد ترتبط هذه المشكلات بالأعراض التالية:

- الحرقان والوخز والحكة والوخز والجفن
- عدم الارتياح عند ارتداء العدسات أو الشعور بشيء ما في عينيك
- تورم أو التهاب العينين أو المنطقة المحيطة بهما
- احمرار العين
- مشكلات جفن العين
- العمى الدامع والوخز والإفرازات غير المعتادة من العين
- ضعف الرؤية أو الرؤية الضبابية
- رؤية أقواس قزح أو هالات حول الأجسام
- الحساسية للضوء (ذهاب الضوء)
- من المحتمل حدوث قصور مؤقت في الرؤية نتيجة الترشحات المحيطية والقرح القرنية المحيطية وتآكل القرنية. من المحتمل ظهور علامات فيسيولوجية أخرى، مثل الاستمقاء الموضعي أو العام والتورع الحديث للقرنية وتبغف القرنية والحرق واضطرابات الضخروف الجفني والتهالبات القرصية والمتحمة، التي يكون بعضها مقيولاً من الناحية السريرية إذا كانت بمستويات منخفضة.
- عند حدوث أي من الأعراض المذكورة أعلاه، قد تكون هناك حالة خطيرة في العين. ينبغي أن نزع العدسات على الفور، وأن يتم فحص عينيك بواسطة أخصائي رعاية العيون الخاص بك دون تأخير لكي يتمكن من تحديد المشكلة وعلاجها، إذا لزم الأمر، لتجنب إصابة العين بضرر جسيم.

التعرف على المشكلات وما ينبغي القيام به لحلها

ينبغي أن تجري فحصاً ذاتياً يتكون من 3 أجزاء مرة واحدة يومياً على الأقل. اسأل نفسك:

- ما هو الإحساس الذي تتركه العدسات على عيني؟
- كيف يبدو شكل عيني؟
- هل لاحظت تغييراً في رؤيتي؟

إذا لاحظت وجود أي مشكلات، ينبغي أن نزع عدساتك على الفور. إذا توقفت المشكلة أو الازعاج، فتخلص من العدسات وضع عدسات جديدة على عينيك. إذا استمرت المشكلة بعد وضع العدسات الجديدة، فإزعج العدسات على الفور واتصل بأخصائي رعاية العيون الخاص بك.

إرشادات الاستخدام

عند حصولك على العدسات للمرة الأولى، تأكد من قدرتك على وضع العدسات ونزعها (أو من وجود شخص آخر يمكنه نزع العدسات لك) قبل مغادرة عيادة أخصائي رعاية العيون الخاص بك. لا تستخدم العدسات إذا كانت حاوية البليستر المغممة مفتوحة أو تالفة أو منتهية الصلاحية.

الخطوة 1: بدء الاستخدام

من الضروري أن تتعلم ممارسات النظافة الجيدة وتستخدمها في العناية بعدساتك الجديدة والتعامل معها. تُعد النظافة أول وأهم جوانب العناية السليمة بالعدسات اللاصقة. وبشكل خاص، ينبغي أن تكون يدك نظيفتين وجافتين وخاليين من أي صابون أو مرطب أو كريم قبل التعامل مع عدساتك.

قبل أن تبدأ:

- احرص دائماً على غسل يديك جيداً بماء دافئ وصابون لطيف واشطفهما بعناية وجففهما بمنشفة نظيفة خالية من اللوبر قبل لمس عدساتك لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

الجهة المصنعة

الولايات المتحدة الأمريكية: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA



أيرلندا: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

يرجى الرجوع إلى العبوة الكرتونية لمعرفة بلد المنشأ. العنوان بالكامل مذكور أعلاه.

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland



www.acuvue.com

©Johnson & Johnson Vision Care Companies Ltd
2024/10 تاريخ المراجعة

يمكن أن تظهر الرموز التالية على الملصقات أو العبوة.

الرمز	التعريف
	تنبيه، راجع تعليمات الاستخدام
	الجهة المصنعة
	تاريخ التصنيع
	صالح حتى تاريخ (تاريخ انتهاء الصلاحية)
	رمز التشغيلة
	معممة باستخدام حرارة البخار
	لا يُعد استخدامها (مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط)
	لا تستخدمها في حالة تلف العبوة
	الرسوم المدفوعة لإدارة النفايات
	جهاز طبي في المجتمع الأوروبي
	يشير إلى نظام عزل مُعقم فردي
	تنبيه: يحظر القانون الفيدرالي الأمريكي بيع هذا الجهاز إلا بواسطة ممارس مرخص أو بأمر منه
	تحجب الأشعة فوق البنفسجية
	ممثل معتمد في المجتمع الأوروبي
	علامة CE ورقم التعريف للجهة المعتمدة
	القطر
	منحنى القاعدة
	الديويتر (وحدة قياس قوة العدسة)
	قوة العدسة الأسطوانية
	المحور
	أعلى إضافة قريبة يمكن تصحيحها
	إضافة قريبة "منخفضة"
	إضافة قريبة "متوسطة"
	إضافة قريبة "مرتفعة"
	VIVID STYLE
	RB
	RC
	FB
	FZ
	FG
	FH
	FY
	FR
	N
	FL
	FC
	MS
	RT
	اتجاه العدسة صحيح
	اتجاه العدسة غير صحيح (العدسة مقلوبة)
	"علامة التعريف" للحاويات الورقية والتغليف
	"علامة التعريف" للمواد المرئية
	فتح العبوة (العبوة الكرتونية)
	يحتوي على مواد خطيرة
	المستورد في المجتمع الأوروبي

- ينبغي أن تتجنب استخدام أي صابون يحتوي على كريم بارد أو مرطب أو مستحضرات تجميل قبل التعامل مع عدساتك. فقد تتلاصق هذه المواد مع العدسات وتعرقل وضعها بنجاح. ومن الأفضل ارتداء عدساتك قبل وضع مساحيق التجميل.

الخطوة 2: فتح العبوة

تأكد دائما من أن قياسات العدسة (مثل القطر (DIA)، منحنى القاعدة (BC)، قوة العدسة (D)، إلخ) مطبوعة على العبوة المتعددة وعلى عبوة العدسة الفردية المطبقة لوصفك الطبية. ولا تستخدمها إذا كانت غير مطابقة.

العبوة المتعددة

تحتوي كل عبوة متعددة على عدسات معبأة بشكل فردي. وثأى كل عدسة في عبوتها البلاستيكية المغلفة برفافة معدنية المصممة خصيصا للحفاظ عليها معقمة أثناء غلق العبوة.

عبوة العدسة

افتح عبوة العدسة الفردية، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. رُج عبوة العدسة وتأكد من أن العدسة تطفو في المحلول.
2. أزل رفاقة التغليف المعدنية برفق للكشف عن العدسة.
3. ضع أصبعك على العدسة وانفعا أعلى بتمريرها على جانب وعاء. حذر من العدسة حتى تخرج من العبوة. قد تتلصق العدسة أحيانا بالسطح الداخلي للرفافة المعدنية عند فتحها أو بالعبوة البلاستيكية نفسها. لن يؤثر ذلك على تعقيم العدسة، ولا تزال آمنة تماما للاستخدام. أخرج العدسة بحرص والفحصا وفقا لتعليمات التعامل مع العدسات.

نصائح التعامل مع العدسات

- تعامل مع عدساتك باستخدام أطراف أصابعك وكن حذرا لتجنب ملامستها للأظفار. وسيكون من المفيد أن تحافظ على أظفارك قصيرة وناعمة.
- افحص العدسة بعد إخراجها من العبوة للتأكد من أنها عدسة واحدة ورطبة ونظيفة وأنها خالية من أي خدوش أو تمزقات. إذا كانت العدسة تبدو تالفة، فلا تستخدمها.

الخطوة 3: وضع العدسة على العين

بمجرد أن تفتح عبوة العدسة وتفحصها، اتبع هذه الخطوات لوضع العدسة في عينك:

1. تأكد من أن العدسة ليست مقلوبة باتجاه أحد الإجراءات التالية:
 - وضع العدسة على طرف أصبعك السبابة وتحقق من شكلها الجانبي. ينبغي أن تتخذ العدسة شكلا طبيعيا ومنحنيا يشبه الوعاء. وإذا كانت حافة العدسة تتجه إلى الخارج، فهذا يعني أن العدسة مقلوبة.
 - اصطف العدسة برفق بين الإبهام والسبابة. وبذلك ينبغي أن تتجه الحافة إلى الداخل. إذا كانت العدسة مقلوبة، فستتجه الحافة إلى الخارج قليلا.
 - ضع العدسة على طرف أصبعك السبابة، وبالنظر إلى العدسة، حدد مكان الأرقام 1-2-3. روية الأرقام 1-2-3 تشير إلى أن العدسة في الاتجاه الصحيح، فيما إذا كانت الأرقام 1-2-3 معكوسة، فهذا يعني أن العدسة مقلوبة. وإذا كانت العدسة مقلوبة (الأرقام 1-2-3 معكوسة)، فقلبيها في الاتجاه الصحيح ثم حدد مكان الأرقام مرة أخرى للتأكد من أن اتجاه العدسة صحيح.
- لاحظ أن علامات الأرقام 1-2-3 غير موجودة على جميع عدسات ACUVUE®.
2. مع وضع العدسة على أصبعك السبابة، استخدم يدك الأخرى لرفع جفك العلوي لكي لا ترمش.
 3. اسحب الجفن السفلي نحو الأسفل بالأصابع الأخرى ليدك "المستخدمة في وضع العدسة".
 4. انظر إلى السقف وضع العدسة برفق على بياض العين من السفلي من عينك.
 5. اترك جفك بيضاء وأغمض عينك للحظة.
 6. ارمش بعينك عدة مرات لوضع العدسة في وسط العين.
 7. استخدم نفس الخطوات عند وضع العدسة على عينك الأخرى.

هناك طرق أخرى لوضع العدسات. إذا كانت الطريقة المذكورة صعبة بالنسبة لك، فاطلب من أخصائي رعاية العيون أن يخبرك بطريقة بديلة.

الخطوة 4: وضع العدسة في وسط العين

نادرا ما يحدث ما تنتقل العدسة، التي توضع على القرنية (قبة شفافة في مقدمة العين)، إلى الجزء الأبيض من العين أثناء وضعها. ولكن، يمكن أن يحدث ذلك إذا لم تتم إجراءات وضع العدسة ونزاعها بالشكل الصحيح. لوضع العدسة في وسط العين، اتبع أيا من هذه الإجراءات:

- اغضض عينك وحرك العدسة برفق نحو مكانها والجفنين مغلقين.
- أو
- حرك العدسة البعيدة عن وسط العين برفق تجاه القرنية (وسط العين) بينما تكون العين مفتوحة بالضغط بإصبع نظيف على حافة الجفن السفلي أو العلوي.

العدسات التجميلية والأعراض البصرية

قد تسمح العدسات اللاصقة التجميلية الملونة بدخول الضوء عبرها بنسبة أقل من العدسات غير التجميلية. لذلك، قد تواجه بعض الأعراض البصرية أثناء ارتدائك لها (أي روية شكل العدسة في رويتك المحيطة).

الأوضاع الخطيرة

- إذا كنت تستخدم المنتجات الرذاذ (البخاخة)، مثل بخاخ الشعر، أثناء وضع العدسات، فألق عينك مغضضتين حتى يستقر الرذاذ.
- تجنب جميع الأبخرة والأبخنة الضارة أو المهيجة أثناء ارتداء العدسات.
- لا تقم أبداً بلمس عدساتك باستخدام مياه من الصنبور. تحتوي مياه الصنبور على العديد من الشوائب التي يمكن أن تلوث عدساتك أو تتلفها وقد تؤدي إلى حدوث عدوى في العين أو إصابتها.

الأنشطة المائية

- لا تعرّض عدساتك اللاصقة للمياه أثناء استخدامك لها.

محاليل الترطيب/التزيق

- يمكن أن يوصي أخصائي رعاية العيون الخاص بك بأن تستخدم محلول ترطيب/تزيق. ويمكن استخدام هذه المحاليل لترطيب (تزيق) عدساتك أثناء استخدامك لها.
- لا تستخدم اللعاب أو أي مادة أخرى بخلاف المحاليل الموصى بها لتزيق أو ترطيب عدساتك. لا تضع العدسات في فمك.

مشاركة العدسات

- لا تسمح أبداً لأي شخص آخر بوضع عدساتك. فالمشاركة في استخدام العدسات تزيد بدرجة كبيرة من فرص الإصابة بعدوى في العين.

الالتزام بالجداول الموصوفة لاستخدام العدسات واستبدالها

- لا تقم أبداً بوضع العدسات لمدة تتجاوز الفترة الزمنية التي يوصي بها أخصائي رعاية العيون الخاص بك.
- تخلّص دائماً من عدساتك بالطريقة التي يصفها لك أخصائي رعاية العيون.
- ينبغي التخلص من أي منتج غير مستخدم أو نفايات وفقاً للمتطلبات المحلية.

نزع العدسات اللاصقة

تنبيه: تأكد دائما من وجود العدسة على القرنية (قبة شفافة في مقدمة العين) قبل محاولة نزعها. بإمكانك التأكد من ذلك بتغطية العين الأخرى. إذا كانت الروية ضبابية، فهذا يعني أن العدسة إما تقع في الجزء الأبيض من العين أو أنها ليست في عينك على الإطلاق. لتحديد مكان العدسة، افحص المنطقة العليا من العين بالنظر إلى الأسفل في مرة بينما تسحب الجفن العلوي لأعلى. ثم افحص المنطقة السفلية عن طريق سحب الجفن السفلي لأسفل.

قم بغسل يديك وشطفهما وتجفيفهما جيدا. ينبغي أن تتبع الطريقة التي أوصاك بها أخصائي رعاية العيون الخاص بك. يوجد أدناه مثال على إحدى الطرق:

طريقة الانتفاخ:

1. انظر لأعلى، وقم بزلق العدسة إلى الجزء السفلي من العين باستخدام السبابة.
2. النطق العدسة بلطف بين الإبهام والسبابة.
3. انزع العدسة.

ملحوظة: من أجل صحة عينيك، من المهم أن تتحرك العدسة على عينك. إذا كانت العدسة ملتصقة (لا تتحرك) على عينك، فضع بضعة قطرات من محلول الترطيب الموصى به. انتظر حتى تبدأ العدسة في التحرك بحرية على عينك قبل نزعها. إذا استمرت العدسة في عدم التحرك، ينبغي لك استشارة أخصائي رعاية العيون الخاص بك على الفور.

حالات الطوارئ:

إذا تعرضت عينك لرداء مواد كيميائية من أي نوع (منتجات منزلية، محاليل بستنة، مواد كيميائية معملية، إلخ):
قم بشطف عينك على الفور بمياه الصنبور واتصل فوراً بأخصائي رعاية العيون الخاص بك أو قم فوراً بزيارة غرفة الطوارئ بأي مستشفى.

الإبلاغ عن التفاعلات الضارة (الأثار الجانبية)

ينبغي الإبلاغ عن أي حادث يقع أثناء استخدام عدسات ACUVUE® Brand Contact Lenses إلى الجهة المصنعة و/أو ممثليها المعتمد و/أو السلطات الوطنية لديك.



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ET LE GARDER À PORTÉE DE MAIN POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LES LENTILLES DE CONTACT ACUVUE® SONT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX, QUI DOIVENT TOUJOURS ÊTRE ADAPTÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ OCULAIRE. IL EST IMPORTANT QUE VOUS SUIVIEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DE VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ OCULAIRE (OPHTHALMOLOGISTE OU OPTICIEN) AINSI QUE CELLES CONTENUES DANS CETTE NOTICE.

Nom commercial	Matériau	Solution de conditionnement	Modalités de port
Lentilles de contact 1-DAY ACUVUE®	etafilcon A	1	1 jour
Lentilles de contact 1-DAY ACUVUE® MOIST	etafilcon A	3	1 jour
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS with HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 jour
Lentilles de contact 1-DAY ACUVUE® TruEye® 4	narafilcon A	2	1 jour
Lentilles de contact 1-DAY ACUVUE® DEFINE® avec technologie LACREON®	etafilcon A	3	1 jour
Lentilles de contact 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM	etafilcon A	3	1 jour
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 jour
Lentilles de contact 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL	etafilcon A	3	1 jour
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS MAX 1-Day 4 5	senofilcon A	2	1 jour
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL 4 5	senofilcon A	2	1 jour

Légende : Solution de conditionnement : 1 Solution saline tamponnée au borate 2 Solution saline tamponnée au borate contenant un éther de cellulose, la Méthylcellulose 3 Solution saline tamponnée au borate contenant de la povidone **Composants du matériau :** 4 Le matériau des lentilles contient du silicone et répond aux standards d'absorption d'un filtre UV de classe 1, transmettant moins de 1 % de rayons UVB (280-315 nm) et moins de 10 % de rayons UVA (315-380 nm). Toutes les autres lentilles ACUVUE® répondent aux standards d'absorption d'un filtre UV de classe 2 transmettant moins de 5 % de rayons UVB et 50 % de rayons UVA. 5 Le matériau de l'objectif contient un chromophore absorbant la lumière qui réduit la transmittance dans la plage de 380 nm à 450 nm.

Les borates (acide borique et borate de sodium) sont définis comme des substances CMR 1B à une concentration supérieure à 0,1 % poids par poids et sont sans danger lorsque le produit est utilisé conformément aux instructions de la notice. Technologie TEARSTABLE™ et filtre de lumière OPTIBLUE™.

Certains des produits figurant dans la liste peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Veuillez vérifier si le produit est disponible dans votre pays. www.acuvue.com

1. DESCRIPTION DU PRODUIT ET INDICATIONS D'UTILISATION

Cette notice concerne les lentilles de contact à usage unique et port journalier ACUVUE® destinées à être portées pendant moins de 24 heures pendant les périodes d'éveil. Votre ophtalmologiste doit vous prescrire les lentilles et définir les modalités de port. Vos lentilles ne requièrent ni nettoyage, ni décontamination et doivent être jetées une fois retirées.

- Les lentilles de contact sphériques à usage unique ACUVUE® sont indiquées pour un port journalier afin de corriger les amétropies suivantes : myopie et hypermétropie chez des sujets dont les yeux sont sains et présentant un astigmatisme inférieur ou égal à 1,00 D.
- Les lentilles de contact 1-DAY ACUVUE® DEFINE® avec technologie LACREON® sont également indiquées pour modifier/embellir l'apparence de l'œil.
- Les lentilles de contact à usage unique ACUVUE® pour ASTIGMATISME sont indiquées pour un port journalier afin de corriger les amétropies suivantes : myopie et hypermétropie chez des sujets dont les yeux sont sains et qui présentent un astigmatisme.
- Les lentilles de contact à usage unique ACUVUE® pour PRESBYTIE sont indiquées pour un port journalier afin de corriger la myopie et l'hypermétropie chez les personnes presbytes, dont les yeux sont sains et qui peuvent présenter un astigmatisme inférieur ou égal à 0,75 D.

NE DORMEZ JAMAIS AVEC VOS LENTILLES.

Toutes les lentilles de contact à port journalier et usage unique ACUVUE® sont dotées d'un filtre UV qui aide à protéger la cornée et les milieux internes de l'œil contre la transmission des rayons UV nocifs.

AVERTISSEMENT : Les LENTILLES DE CONTACT AVEC FILTRE UV ne remplacent pas les lunettes de protection qui absorbent les UV, telles que les lunettes de soleil, car elles ne couvrent pas complètement l'œil et les tissus annexes. Il est recommandé de continuer à utiliser des lunettes de protection qui absorbent les UV.

REMARQUE : L'exposition prolongée aux rayons UV constitue l'un des facteurs de risque associés à la cataracte. Le degré d'exposition dépend d'une multitude de facteurs, parmi lesquels les conditions ambiantes (altitude, région, couverture nuageuse) et des facteurs personnels (l'intensité de la pratique d'activités de plein air et leur nature). Les lentilles de contact avec filtre UV participent à la protection contre les rayons UV nocifs. Néanmoins, aucune étude clinique visant à démontrer que le port de lentilles de contact avec filtre UV réduit le risque de développer une cataracte ou tout autre trouble oculaire n'a encore été menée. Pour en savoir plus, consultez votre ophtalmologiste.

2. CONTRE-INDICATIONS (cas où il convient de ne pas porter de lentilles de contact)

Lorsque vous portez des lentilles de contact pour la CORRECTION D'UN DÉFAUT VISUEL, NE LES UTILISEZ PAS dans les cas suivants :

- Inflammation ou infection de l'œil, de son contour ou des paupières
- Toute maladie oculaire, blessure ou anomalie qui affecte la cornée, la conjonctive ou les paupières
- Toute affection précédemment diagnostiquée rendant le port de lentilles inconfortable
- Sécheresse oculaire sévère
- Réduction de la sensibilité cornéenne (hypoesthésie cornéenne)
- Toute maladie systémique qui peut affecter l'œil ou être exacerbée par le port de lentilles de contact
- Réactions allergiques affectant la surface oculaire ou les tissus voisins pouvant être induites ou exacerbées par le port de lentilles de contact ou l'utilisation de solutions d'entretien
- Toute infection oculaire active (bactérienne, fongique, protozoaire ou virale)
- Rougeur ou irritation des yeux
- Irritation de l'œil causée par une réaction allergique à des ingrédients présents dans les solutions pour lentilles de contact (p. ex. gouttes de réhydratation). Ces solutions peuvent contenir des produits chimiques ou des conservateurs (mercure, thiomersal, etc.) qui peuvent provoquer une réaction allergique chez certains sujets.

3. AVERTISSEMENTS - Ce que vous devez savoir au sujet du port de lentilles de contact :

DES PROBLÈMES OCULAIRES, NOTAMMENT DES ULCÈRES CORNÉENS (kératite ulcéreuse), PEUVENT SE DÉVELOPPER RAPIDEMENT ET CONDUIRE À UNE PERTE VISUELLE. SI VOUS PRÉSENTEZ UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS :

- Inconfort oculaire
- Perte visuelle
- Modification de la vision
- Larmolement excessif
- Rougeur oculaire

RETIREZ IMMÉDIATEMENT LES LENTILLES DE CONTACT ET CONTACTEZ RAPIDEMENT VOTRE OPHTHALMOLOGISTE.

- Ces lentilles de contact sont prescrites pour un port journalier et sont à usage unique. Des études ont montré que le port de lentilles de contact à port journalier et usage unique réduit le risque de certaines complications, telles que l'inconfort et l'inflammation, qui sont associées à l'entretien et à la manipulation des lentilles. La réutilisation des lentilles augmente le risque de rencontrer de tels problèmes.
- Les lentilles conçues pour un port journalier à usage unique ne doivent pas être portées pendant la nuit. Des études cliniques ont montré que le port des lentilles de contact pendant la nuit augmentait le risque de problèmes oculaires graves (p. ex. kératites ulcéraives).
- Selon certaines études, le risque de problème oculaire (kératite ulcéreuse) est plus important chez les porteurs de lentilles fumeuses que chez les porteurs non-fumeuses.
- Des problèmes rencontrés avec les lentilles de contact ou les produits d'entretien peuvent provoquer de graves lésions oculaires.
- Une utilisation et un entretien appropriés des lentilles de contact et des produits d'entretien sont essentiels pour une utilisation sans danger.
- Le risque global de problèmes oculaires graves (p. ex. kératites ulcéraives) peut être diminué en se conformant scrupuleusement aux instructions de port et de renouvellement des lentilles.
- N'exposez pas** les lentilles de contact à l'eau pendant que vous les portez. L'eau peut contenir des micro-organismes susceptibles de provoquer de graves infections, une perte visuelle ou la cécité. Si les lentilles sont immergées dans l'eau lorsque vous participez à des sports d'eau ou nagez dans une piscine, un jacuzzi, un lac ou la mer, vous devez les jeter et les remplacer par une nouvelle paire. Demandez conseil à votre professionnel de santé oculaire concernant le port de lentilles lors de toute activité associée à l'eau.

¹ New England Journal of Medicine, 21 septembre 1989, 321 (12), pp. 773-783

4. PRÉCAUTIONS

- N'utilisez PAS** les lentilles de contact si l'emballage individuel stérile est ouvert ou endommagé ou si la date d'expiration est dépassée.
 - À l'issue de votre consultation avec votre OPHTHALMOLOGISTE et avant de mettre vos lentilles de contact pour la première fois, assurez-vous d'être capable de les poser et les retirer (ou que quelqu'un soit disponible pour le faire pour vous).
 - N'utilisez JAMAIS** de pince ou d'autres outils pour retirer les lentilles de leur récipient.
 - Rappelez-vous de veillez toujours à commencer à toujours commencer par le même œil.
 - Vérifiez toujours à ce que la lentille soit sur la cornée (surface transparente à l'avant de l'œil) avant d'essayer de la retirer.
- Précautions générales :**
- Compte tenu du petit nombre de patients participant aux études cliniques sur les lentilles, toutes les corrections, les géométries ou les paramètres des lentilles disponibles pour un matériau ne sont pas évalués de manière significative. Par conséquent, au moment de choisir la géométrie et les paramètres de lentille appropriés, l'ophtalmologiste doit prendre en considération toutes les caractéristiques susceptibles d'affecter les performances de la lentille et la santé de l'œil, notamment la perméabilité à l'oxygène, la mouillabilité, l'épaisseur centrale et périphérique et le diamètre de la zone optique.
 - L'impact potentiel de ces facteurs sur la santé oculaire du patient doit être mis en balance avec la nécessité d'une correction réfractive. Par conséquent, l'ophtalmologiste doit veiller à ce que la santé oculaire du patient et les performances des lentilles de contact soient préservées.
 - Si vous portez des lentilles de contact multifocales ou en monovision pour corriger une presbytie, il est possible que la correction de l'acuité visuelle pour la vision de près ou de loin ne soit pas optimale. Les besoins en matière de correction visuelle varient selon les personnes. Votre ophtalmologiste doit donc vous aider à sélectionner le type de lentilles de contact le plus approprié à votre situation.
 - Le ophtalmologiste doit inviter le patient à retirer immédiatement les lentilles si ses yeux deviennent rouges ou sont irrités.
 - Contactez toujours** votre ophtalmologiste avant d'utiliser des médicaments au contact de vos yeux.
 - Sachez** que certains médicaments tels que les antihistaminiques, les décongestionnants, les diurétiques, les décontractants musculaires, les tranquillisants et les traitements contre la nausée peuvent entraîner une sécheresse oculaire, un inconfort du port des lentilles de contact ou une vision floue. Prévenez toujours votre ophtalmologiste si vous prenez ces médicaments et rencontrez des problèmes avec vos lentilles de contact.
 - Gardez à l'esprit** que les contraceptifs oraux (pilule contraceptive) peuvent modifier la vision ou le confort de port des lentilles.
 - Ne changez pas** de type de lentilles de contact (marque, etc.) ou les paramètres (diamètre, rayon de courbe, puissance, etc.) sans consulter votre ophtalmologiste.
 - Ayez toujours** à portée une paire de lunettes adaptée à votre vue si vous ne parvenez plus à porter vos lentilles ou si le port de lentilles est déconseillé.
 - Comme pour toute lentille de contact, des visites de suivi sont nécessaires pour préserver l'état de santé de vos yeux. Interrogez votre ophtalmologiste sur le calendrier de suivi recommandé.

5. EFFETS INDÉSIRABLES (effets secondaires) – Problèmes éventuels et mesures à prendre

Gardez à l'esprit que des problèmes peuvent survenir lors du port de lentilles de contact et peuvent être associés aux symptômes suivants :

- Sensation de brûlure, de piqure, de démangeaison et/ou de sécheresse des yeux
- Port des lentilles moins confortable ou sensation de corps étranger dans vos yeux
- Cédème ou inflammation de l'œil ou de son contour
- Rougeur oculaire
- Problèmes au niveau des paupières
- Yeux larmoyants et/ou sécrétions inhabituelles des yeux
- Vision médiocre ou trouble
- Arc-en-ciel ou halos autour des objets
- Sensibilité à la lumière (photophobie)
- Vous pouvez éprouver une déficience temporaire due à des infiltrats périphériques, des ulcères cornéens périphériques et une érosion cornéenne. D'autres manifestations physiologiques peuvent se produire, telles qu'un œdème local ou généralisé, une néovascularisation cornéenne, un piqueté cornéen, une injection, des anomalies du tarse, une inflammation de l'iris et des conjonctives, qui peuvent être acceptables si elles sont de faible intensité.

Si l'un des symptômes précités apparaît, un problème oculaire grave peut en être la cause. RETIREZ IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES DE CONTACT et consultez rapidement votre ophtalmologiste afin que le problème puisse être identifié et traité, si nécessaire, de façon à éviter des lésions oculaires graves.

Reconnaitre les problèmes et prendre les mesures nécessaires

Vous devriez effectuer un auto-examen simple en trois étapes au moins une fois par jour. Posez-vous les questions suivantes :

- Quelle sensation les lentilles produisent-elles sur mes yeux ?
- Quelle apparence mes yeux ont-ils ?
- Ma vision a-t-elle changé ?

Si vous constatez un problème, RETIREZ IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES DE CONTACT. Si le problème ou l'inconfort cesse, jetez les lentilles et posez-en des neuves. Si le problème persiste après la pose des nouvelles lentilles, RETIREZ-LES IMMÉDIATEMENT ET CONTACTEZ VOTRE OPHTHALMOLOGISTE.

MODE D'EMPLOI

À l'issue de votre consultation avec votre ophtalmologiste et avant de mettre vos lentilles de contact pour la première fois, assurez-vous d'être capable de les poser et les retirer (ou que quelqu'un soit disponible pour le faire pour vous).

N'utilisez PAS les lentilles de contact si l'emballage individuel stérile est ouvert ou endommagé ou si la date d'expiration est dépassée.

Étape 1 : Pour commencer

Il est important que vous appreniez et appliquiez des règles d'hygiène des règles d'entretien et de la manipulation de vos nouvelles lentilles de contact. La propreté est l'aspect le plus important d'un entretien adéquat des lentilles de contact. En particulier, vos mains doivent être propres, sèches et sans aucun résidu de savons, lotions ou crèmes avant de manipuler vos lentilles.

Avant de commencer :

- Lavez-vous toujours** soigneusement les mains à l'eau tiède et avec un savon doux, rincez et séchez-les soigneusement à l'aide d'une serviette non pelucheuse avant de manipuler les lentilles afin de réduire le risque d'infection.
- Évitez d'utiliser des savons au Cold Cream, des savons cosmétiques ou contenant des lotions avant de manipuler vos lentilles. Ces substances peuvent entrer en contact avec les lentilles et nuire à un port correct. L'idéal est de mettre les lentilles avant de vous maquiller.

Étape 2 : Ouverture de l'emballage

Veillez à toujours vérifier que les paramètres de la lentille (diamètre (DIA), rayon de courbe (BC), puissance (D)) imprimés sur les emballages et les étuis correspondent à votre prescription. NE les utilisez PAS en cas de discordance.

Emballages

Chaque emballage contient des lentilles de contact emballées individuellement. Chaque lentille est placée dans son propre emballage en plastique avec opercule scellé, spécialement conçu pour rester stérile tant qu'il est scellé.

Emballage des lentilles

Pour ouvrir un emballage individuel, suivez ces étapes simples :

- Secouez l'emballage et vérifiez que la lentille flotte dans la solution.
- Ouvrez délicatement l'opercule pour accéder à la lentille.
- Placez un doigt sur la lentille et faites-la glisser sur le bord de la partie incurvée de l'emballage jusqu'à ce qu'elle soit sortie du récipient. Il se peut que la lentille reste collée à la surface interne de l'opercule lors de son ouverture ou sur l'emballage en plastique lui-même. Cela n'affecte en rien la stérilité de la lentille, dont l'utilisation reste tout à fait sûre. Sortez doucement la lentille et inspectez-la en respectant les instructions de manipulation.

Conseils de manipulation des lentilles

- Manipulez les lentilles avec le bout des doigts en prenant soin d'éviter tout contact avec les ongles. Il est préférable d'avoir les ongles courts et limés.
- Après avoir retiré la lentille de l'emballage, examinez-la pour vérifier qu'elle ne présente ni entaille, ni déchirure et est parfaitement propre et humide. Si elle semble endommagée, NE l'utilisez PAS.

Étape 3 : Pose de la lentille sur l'œil

Après avoir ouvert l'emballage et examiné la lentille, suivez les instructions ci-dessous pour l'appliquer sur votre œil :

- VÉRIFIEZ QUE LA LENTILLE N'EST PAS À L'ENVERS** en suivant une des procédures ci-dessous :
 - Placez la lentille sur le bout de votre index et vérifiez son profil. La lentille doit avoir une forme arrondie naturelle, en forme de bol. Si les bords de la lentille ont tendance à pointer vers l'extérieur, la lentille est à l'envers.
 - Pressez légèrement la lentille entre le pouce et l'index. Les bords doivent être tournés vers l'intérieur. Si la lentille est à l'envers, les bords seront légèrement tournés vers l'extérieur.
 - Placez la lentille sur le bout de votre index et levez-la à hauteur de vos yeux pour localiser les chiffres 1-2-3. Les chiffres 1-2-3 dans cet ordre indiquent que l'orientation est correcte. Si les chiffres 1-2-3 sont inversés, cela signifie que la lentille est à l'envers. Si la lentille est à l'envers (1-2-3 inversés), retournez-la et vérifiez à nouveau les chiffres afin de vous assurer de la bonne orientation de la lentille. Notez que le marquage 1-2-3 n'est pas présent sur toutes les lentilles ACUVUE®.
- Après avoir placé la lentille sur votre index, utilisez l'autre main pour soulever la paupière supérieure de façon à ne pas cligner de l'œil.
- Abaissez la paupière inférieure avec les autres doigts de la main en charge de mettre en place la lentille.
- Regardez vers le plafond et placez délicatement la lentille sur le blanc de la partie inférieure de votre œil.
- Relâchez lentement la paupière et fermez l'œil quelques instants.
- Clignez plusieurs fois de l'œil pour centrer la lentille.
- Procédez de la même façon pour mettre en place la deuxième lentille sur votre autre œil.

Il existe d'autres méthodes de pose des lentilles. Si vous rencontrez des difficultés avec la méthode ci-dessus, demandez à votre ophtalmologiste ou votre opticien de vous en expliquer une autre.

Étape 4 : Centrage des lentilles

Une lentille placée sur la cornée (surface transparente à l'avant de l'œil) se déplace très rarement vers le blanc de l'œil lors du port. Cela peut toutefois se produire si la pose ou le retrait n'est pas effectué correctement. Pour centrer une lentille, suivez l'une des procédures ci-dessous :

- Fermez les paupières et massez doucement la lentille pour la remettre en place à travers la paupière fermée.

OU

- Déplacez doucement la lentille excentrée sur la cornée (centre de l'œil) avec l'œil ouvert, en appuyant avec un doigt propre sur le bord de la paupière supérieure ou inférieure.

Lentilles cosmétiques et symptômes visuels

Les lentilles de contact cosmétiques teintées peuvent laisser passer moins de lumière que les lentilles non cosmétiques. Par conséquent, vous risquez de développer certains symptômes visuels lors de leur port (comme apercevoir le dessin de la lentille dans votre vision périphérique).

Situations dangereuses

- Si vous utilisez des produits en aérosol (spray), tels que de la laque, tandis que vous portez des lentilles, gardez les yeux fermés jusqu'à ce que le brouillard de pulvérisation soit retombé.
- Évitez toutes les vapeurs et émanations nocives ou irritantes lors du port des lentilles.
- Ne rincez jamais vos lentilles à l'eau du robinet. Celle-ci contient de nombreuses impuretés qui risquent de contaminer ou d'endommager les lentilles et d'entraîner une infection ou des lésions oculaires.

Activités aquatiques

- N'exposez pas les lentilles de contact à de l'eau tandis que vous les portez.

Solutions lubrifiantes ou réhydratantes

- Votre ophtalmologiste peut vous recommander d'utiliser une solution lubrifiante/réhydratante. Ces solutions peuvent servir à hydrater (lubrifier) les lentilles tandis que vous les portez.
- N'utilisez pas de salive ou d'autre produit non recommandé pour lubrifier ou réhydrater vos lentilles. Ne mettez jamais les lentilles dans votre bouche.

Utilisation strictement personnelle

- Ne laissez jamais personne porter vos lentilles. Partager ses lentilles augmente considérablement le risque d'infections oculaires.

Respect des modalités de port et de renouvellement prescrites

- Ne portez jamais les lentilles de contact plus que le temps recommandé par votre ophtalmologiste.
- Renouvelez toujours les lentilles de contact comme recommandé par votre ophtalmologiste.
- Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

RETRAIT DES LENTILLES DE CONTACT

ATTENTION : Vérifiez toujours que la lentille est sur la cornée (surface transparente à l'avant de l'œil) avant d'essayer de la retirer. Pour cela, cachez l'autre œil. Si votre vision est floue, la lentille est soit sur le blanc de l'œil, soit elle n'est pas sur l'œil du tout. Pour localiser la lentille, inspectez la zone supérieure de l'œil en regardant vers le bas devant un miroir tout en tirant la paupière supérieure vers le haut. Ensuite, inspectez la zone inférieure en tirant la paupière inférieure vers le bas.

Lavez, rincez et séchez-vous soigneusement les mains. Il est conseillé de suivre la méthode recommandée par votre ophtalmologiste ou votre opticien. Un exemple de méthode est présenté ci-dessous :

Méthode du pincement :

Étape 1. Regardez vers le haut et faites glisser la lentille vers le bas de l'œil à l'aide de votre index.

Étape 2. Pincez légèrement la lentille entre le pouce et l'index.

Étape 3. Retirez la lentille.

REMARQUE : Pour la santé de vos yeux, il est important que la lentille puisse se déplacer sur votre œil. Si la lentille colle (arrête de bouger) sur votre œil, appliquez quelques gouttes de la solution de réhydratation recommandée. Attendez que la lentille commence à se déplacer librement sur l'œil avant de la retirer. Si la lentille ne se déplace toujours pas, consultez immédiatement votre ophtalmologiste.

URGENCES : En cas d'éclaboussure d'un produit chimique quelconque (produits ménagers, produits de jardinage, produits chimiques de laboratoire) dans les yeux : RINCEZ IMMÉDIATEMENT VOS YEUX À L'EAU DU ROBINET ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE OPHTHALMOLOGISTE OU RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT AUX SERVICES DES URGENCES D'UN HÔPITAL.

6. SIGNALER LES EFFETS INDÉSIRABLES (EFFETS SECONDAIRES)

Tout incident rencontré lors du port de lentilles de contact ACUVUE® doit être signalé au fabricant et/ou à son représentant agréé et/ou aux autorités nationales.

Fabricant :



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Reportez-vous à l'emballage pour connaître le pays d'origine. L'adresse complète est indiquée ci-dessus.



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

www.acuvue.com

©Johnson & Johnson Vision Care Companies. Date de révision : 01/2024

Les symboles suivants peuvent apparaître sur les étiquettes ou les emballages.

Symbol	Definition
	Attention, consulter le guide d'utilisation
	Fabricant
	Date de fabrication
	Valable jusqu'au (date d'expiration)
	Référence du lot
	Stérilisé à la vapeur sèche
	Ne pas réutiliser (à usage unique)
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Versement d'une taxe pour le traitement des déchets
	Dispositif médical dans l'Union européenne
	Indique un système barrière stérile unique
	ATTENTION : La réglementation américaine limite la vente de ce produit par les professionnels agréés.
	Filtre UV
	Représentant autorisé dans l'Union européenne
	Marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié
	Diamètre
	Rayon de courbure
	Dioptrie (puissance de la lentille)
	Puissance cylindrique
	Axe
	Addition maximale pouvant être corrigée
	Addition faible
	Addition moyenne
	Addition élevée
	VIVID STYLE
	Radiant Bright™
	Radiant Charm™
	Fresh Blue
	Fresh Grayzel
	Fresh Green
	Fresh Hazel
	Fresh Honey
	Fresh Rose
	NATURAL SHINE™
	Fresh Latte
	Fresh Lilac
	Mystic Style
	Radiant Timeless™
	Lentille à l'endroit
	Orientation incorrecte de la lentille (lentille à l'envers)
	« Marque d'identification » pour les emballages en papier
	« Marque d'identification » pour les matériaux composites
	Ouverture de l'emballage (carton)
	Contient des substances dangereuses
	Importateur dans la Communauté européenne